

# 世界最小 Swany Mini

足で蹴って前後左右できます。

リハビリ兼ね!

楽々と便座などに移り移れ、洗面台にも近づけます。

はねあげ足置き[特許申請中]



足置きをはねあげた状態

市販品の約半分に畳めます。

(0.23m<sup>3</sup>→0.10m<sup>3</sup>)

市販品より約6cm<sup>\*</sup>狭く、乗ったまま狭い自動改札口も通れます。

※市販品との比較 (当社調べ)



介助式

**X金具**

湾曲させて、市販品より約7cm狭く畳めます。



**ハンドリム**

指を挟まない安全設計。市販品より約3cm狭くしました。



**ブレーキ内蔵ハブ**

市販品より約3cm狭くしました。



小児麻痺で苦しみつづき試行錯誤8年、ようやく究極の車いす完成

スワニー会長  
ニ好銘記

市販品との比較

	自走式		介助式	
	スワニー	市販品	スワニー	市販品
畳んだ時	高さ	64cm	64cm	68cm
	長さ	73cm	64cm	94cm
	全幅	22cm	21cm	27cm
	体積	0.10m <sup>3</sup>	0.23m <sup>3</sup>	0.09m <sup>3</sup>
使用時	高さ	85cm	85cm	87cm
	長さ	98cm	97cm	97cm
	全幅	54cm	52cm	55cm
	重量	13.1kg	11.8kg	13.0kg

自走式 TAIS:01517-000001

介助式 TAIS:01517-000002

●耐荷重:100kg

●座席幅 **40cm**

●座席高さ 前:43.5cm 後:42cm

非課税価格 ¥78,000 (自走式、介助式)



〒769-2795 香川県東かがわ市松原981  
TEL0879-25-0252 FAX0879-25-0340  
[www.swany.co.jp/wb](http://www.swany.co.jp/wb)  
E-mail:wb@swany.co.jp



株式会社 スワニー バッグ事業部